



**JİNEKOLOJİ  
SARF MALZEMELERİ**

[www.promostmedikal.com](http://www.promostmedikal.com)

## SERVİKAL OLGUNLAŞTIRICI BALON KATETER

Hamilelik sürecinde olgunlaşmamış olan serviksin olgunlaşmasını ve kanalın genişlemesini sağlayan balon kateter- dir. Balon %100 silikondan üretilmiştir, iki kanallıdır U ve V kanalları belli tekniklerle salin ile şişirilir. Kullanım süresi 12 saattir.

Faydaları:

Doğum sürecini kısaltır ve doğum esnasında ağrıları azaltır.

Tıbbi malzeme en yüksek düzeyde güvenlik sağlar

Serviks olgunlaşmasının desteklenmesinde etkindir.

Serviksi ilaçsız olarak olgunlaştırır ve genişletir.

Silikon malzeme bio uyumludur , hastaya zarar vermez, latex içermez.



ÜRÜN KODU	KATETER ÇAPI (Fr)	KATETER UZUNLUK (cm)	BALON HACMİ (ml)
PRM-43.01.10000	18	40	80

## NEGATİF BASINÇ DRENAJ BALONU

Rahim içinde oluşan sıvı ve kanı toplamak ve boşaltmak için kullanılan balon dur. İçerik:

Silikon balon.  
Hacim işaretleyici.  
100 cm Drenaj hortumu.  
Kontrol klembi



ÜRÜN KODU	BALON HACMİ (ml)
PRM-43.99.10000	200

## POSTPARTUM BALON KATETER KANAMA DURDURUCU



Doğum sonrası oluşan kanamaları durdurmak için kullanılan balon kateterdir. Balon rahim boşluğunun içinde tampon sağlayabilir özellikle üretilmiştir. Balon şişirildiğinde rahim anatomisine uygun bir şekil alır. Balon hacmi 500 ml dir ve kilümeden oluşmaktadır, salin ile şişirilir. Bir lümen balonun şişirilmesini sağlar diğer lümen kanama drenajı yaparak kanamanın kontrol edilmesini sağlar. Balon uterus içinde maksimum 24 saat bırakılmamalıdır. Silikon materyalden üretilmiştir, latex içermez.

Set içinde 1 adet postpartum balon ,2 adet 60 ml enjektör ,1 adet 180 cm uzatma hortumu 1 adet üç yollu musluk mevcuttur.

ÜRÜN KODU	ÇAPI(fr)	UZUNLUK(cm)	BALON HACMİ(ml)
PRM-43.01.20000	24	55	500
PRM-R43.01.20004	24	55	500

## LEEP / LLETZ ELEKTROTLARI



Standard 3/32" (2.4 mm) shaft

REF/MODEL KODU	Büyük Boy Radius LEEP/LLETZ Loop Elektrodu (Tek Kullanımlık)	REF/MODEL KODU	Orta Boy Radius LEEP/LLETZ Loop Elektrodu (Tek Kullanımlık)
PRM-AR 200813	Oval LEEP Elektrot 2.0cm W x 0.8 cm D 13 cm Shaft	PRM-AR 100513	Oval LEEP Elektrot 1.0cm W x 0.5 cm D 13 cm Shaft
PRM-AR 201013	Oval LEEP Elektrot 2.0cm W x 1.0 cm D 13 cm Shaft	PRM-AR 101013	Oval LEEP Elektrot 1.0cm W x 1.0 cm D 13 cm Shaft
PRM-AR 201213	Oval LEEP Elektrot 2.0cm W x 1.2 cm D 13 cm Shaft	PRM-AR 101213	Oval LEEP Elektrot 1.0cm W x 1.2 cm D 13 cm Shaft
PRM-AR 201513	Oval LEEP Elektrot 2.0cm W x 1.5 cm D 13 cm Shaft	PRM-AR 101513	Oval LEEP Elektrot 1.0cm W x 1.5 cm D 13 cm Shaft
PRM-AR 202013	Oval LEEP Elektrot 2.0cm W x 2.0 cm D 13 cm Shaft	PRM-AR 150713	Oval LEEP Elektrot 1.5cm W x 0.7 cm D 13 cm Shaft
PRM-AR 251013	Oval LEEP Elektrot 2.0cm W x 1.0 cm D 13 cm Shaft	PRM-AR 151013	Oval LEEP Elektrot 1.5cm W x 1.0 cm D 13 cm Shaft
PRM-AB 513	Topuz LEEP Elektrot 5 mm x 13 cm Shaft	PRM-AR 151213	Oval LEEP Elektrot 1.5cm W x 1.2 cm D 13 cm Shaft
PRM-AB 413	Topuz LEEP Elektrot 4 mm x 13 cm Shaft	PRM-AR 151513	Oval LEEP Elektrot 1.5cm W x 1.5 cm D 13 cm Shaft

Selamet mh.Vardar Cd.No: 5/35 Ecevit Sinem 2 İş Merkezi Osmangazi BURSA - TURKIYE  
Tel : +90 224 252 02 01 Fax : +90 224 252 03 01  
[www.promostmedikal.com](http://www.promostmedikal.com) [info@promostmedikal.com](mailto:info@promostmedikal.com)